

Anleitung Porenreiniger & Mitesser Entferner

1. Vor der Anwendung: Ein heisses feuchtes Tuch für 5 Minuten auf dem Gesicht einwirken lassen.
2. Den gewünschten Saugaufsatz anbringen.
3. Die On/Off Taste drücken, um das Gerät anzustellen.
4. Die gewünschte Saugstärke einstellen. Dazu die + und – Tasten betätigen. Es gibt insgesamt 5 einstellbare Saugstärken.
5. Das Gerät vorsichtig und langsam der Haut entlangführen. Nicht länger als 2 Sekunden an einer Stelle bleiben.
6. Die Gesichtsroutine maximal für 5 Minuten durchführen.
7. Das Gerät nach beendeter Reinigung abstellen.
8. Den Aufsatz abnehmen und mit Wasser oder einem Tuch reinigen.
9. Gerät kann mit mitgeliefertem USB-Kabel aufgeladen werden. Ladezeit 3 Stunden.



① **Grosser runder Aufsatz:** Starke Saugwirkung. Kann Mitesser entfernen, die Blut- und Lymphzirkulation fördern und die Haut verjüngen.

Verwendungsbereich: Jeder Bereich im Gesicht mit Ausnahme der Augenpartie.

② **Diamant-Aufsatz:** Für grosse Oberflächen geeignet. Entfernt abgestorbene Haut, repariert, behandelt Falten, entfernt Akne.

Verwendungsbereich: Jeder Bereich im Gesicht mit Ausnahme der Augenpartie, der Falten und raue Stellen aufweist.

③ **Ovaler Aufsatz:** Face-Lift Effekt und Faltenbehandlung.

Verwendungsbereich: Für die Mundwinkel und andere Bereiche in denen feine Falten ersichtlich sind, geeignet.

④ **Kleiner runder Aufsatz:** Schwächere Saugwirkung, mit denen Mitesser an empfindlichen Stellen entfernt werden können.

Verwendungsbereich: Kann für empfindliche Bereiche verwendet werden inkl. Augenpartie.

⑤ Hier können die 4 verschiedenen Aufsätze angebracht werden.

⑥ On & Off Taste, +/- Regelung Saugstärke, LED-Display